



Krabat Jockey Lite

STIKKORD

- Bekken i nøytral stilling
- Åpen hoftevinkel
- Hofteledd i anatomisk hvilestilling
- Gode forhold for respirasjon og tarmfunksjon
- Innbyr til og stimulerer postural kontroll
- Bred understøttelsesflate
- Naturlig kurvatur i ryggstøyle og nakke
- Hodet i midtstilling

Følg oss på facebook.com/krabaten og instagram [@krabat_as](https://instagram.com/krabat_as)
www.krabat.no



Produktinfo

JOCKEY LITE STR 1

Brukermål:

Setebredde opp til 25 cm.

Ryggbredde 26,5 cm.

Høyde opp til 120 cm.

Max 80 kg

Alder ca. 1 ½ - 6 år

JOCKEY LITE STR 2

Brukermål:

Setebredde opp til 35 cm.

Ryggbredde 32 cm.

Høyde opp til ca. 170 cm.

Max 80 kg

Alder ca. 6 - 14 år

JOCKEY LITE STR 3

Brukermål:

Setebredde opp til 45 cm

Ryggbredde 32 cm.

Høyde fra 170 cm og oppover

Max 100 kg

Alder fra 14 år og oppover

Størrelse 2 er prisforhandlet hos NAV hjelpemiddelsentral. Vi oppfordrer alle til utprøving da det er store individuelle forskjeller. For tilbehør og andre mål, vennligst gå inn på **www.krabat.no**